


Anti-Me3 (Nadp-Me) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16798

Artikelnummer: CM0014388



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ME3 (NADP-abhängige Malatenzym, mitochondrial). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Uniprot: Q16798.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ME3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NADP-ME; ME3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10873
Gen-ID	10873
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16798
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel