


Anti-Meckelin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Hyq8

Artikelnummer: CM0003857



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Meckelin (TMEM67), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Ziliopathien und Wnt-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Meckelin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	91147
GenID	91147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 800-880 von humanem Meckelin (NP_714915.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5HYA8
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel