

Anti-Mecom Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03112 / Q13465

Artikelnummer: CM0025582



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MECON (EVI1) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Validiert in Human und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Transkriptionsregulation, Histon-Methylierung und Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MECON Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECON
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2122
Gen-ID	2122
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von menschlichem MECON (NP_004982.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q03112/Q13465
Proteingewicht	18kDa/117kDa/118kDa/125kDa/139kDa
Versand	Eisbeutel