

Anti-Mecp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Artikelnummer: CM0014113



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Methyl-CpG-bindendes Protein 2 (MECP2). Erkennt eine Bande von ~52 kDa im WB. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression und DNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MECP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4204
GenID	4204
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 387-486 von humanem MECP2 (NP_004983.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51608
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel