

Anti-Mecr Poliklonale Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Artikelnummer: CM0018946



Einführung

MECR Kaninchen pAb (UniProt Q9BV79) validiert für IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch. Ideal für die Untersuchung von mitochondrialer Fettsäuresynthese, Eisenhomöostase und MECR-bedingten neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MECR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Spezies	Mensch
Gen-ID	51102
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 54-373 von menschlichem MECR (NP_057095.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BV79
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel