

Anti-Mecr-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Artikelnummer: CM0008276



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MECR, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Fettsäuresynthese und der Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MECR-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51102
GeneID	51102
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 54-373 des humanen MECR (NP_057095.4).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV79
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku