

Anti-Med1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15648

Artikelnummer: CM0022941



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MED1 (Mediator complex subunit 1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptions-Coaktivierung durch RNA-Polymerase II und von Kernrezeptor-Signalwegen. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5469
Gen-ID	5469
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem MED1 (NP_004765.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15648
Proteingewicht	168kDa
Versand	Eisbeutel