

Anti-Med15-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Artikelnummer: CM0019672



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MED15 (ARC105), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-MED15 (~87 kDa). Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und des Mediator-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED15-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51586
Gen-ID	51586
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MED15 (NP_001003891.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RN5
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Kühlbeutel