

Anti-Med17 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvc6

Artikelnummer: CM0029515



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MED17, geeignet für WB und ELISA. Validiert für Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für die Untersuchung des Mediator-Komplexes und der Transkription durch RNA-Polymerase II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED17 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9440
GeneID	9440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-460 des menschlichen MED17 (NP_004259.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVC6
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel