

Anti-Med18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bue0

Artikelnummer: CM0014543



Einführung

Dieser Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen MED18 ist für WB und ELISA validiert und detektiert humanes und murines MED18, eine Untereinheit des Mediatorkomplexes, die für die RNA-Polymerase-II-Transkription essentiell ist. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRB5; p28b; MED18
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	54797
GeneID	54797
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BUE0
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel