

Anti-Med20 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H944

Artikelnummer: CM0023537



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MED20, eine für die RNA-Polymerase-II-Transkription entscheidende Untereinheit des Mediator-Komplexes. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
Spezies	Human
GeneID (Human)	9477
GeneID	9477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-212 von humanem MED20 (NP_004266.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H944
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel