

Anti-Med21-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13503

Artikelnummer: CM0014606



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes MED21 (SRB7), validiert für Western Blot und ELISA. Untereinheit des Mediatorkomplexes, die an der Transkriptionsregulation durch RNA-Polymerase II beteiligt ist. Geeignet für humane und murine Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9412
Gen-ID	9412
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-144 von humanem MED21 (NP_004255.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13503
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel