

## Anti-Med24 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75448

Artikelnummer: CM0030053



### Einführung

MED24 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes MED24, eine 110 kDa Mediator-Komplex-Untereinheit. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MED24 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 9862                                                                                                                              |
| GenID             | 9862                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von menschlichem MED24 (NP_055630.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | O75448                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 110kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |