

Anti-Med4 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npj6

Artikelnummer: CM0026071



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes MED4, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. MED4 ist eine Untereinheit des Mediator-Komplexes, der regulatorische Proteine und die RNA-Polymerase II bei der Transkriptionsregulation verbindet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des humanen MED4 (NP_054885.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NPJ6
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eispackung