

Anti-Med4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npj6

Artikelnummer: CM0002266



Einführung

MED4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten-MED4, eine Untereinheit des Mediator-Komplexes, die an der Transkription durch RNA-Polymerase II beteiligt ist. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29079
GenID	29079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-250 des menschlichen MED4 (Q9NPJ6) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPJ6
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel