

Anti-Med7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43513

Artikelnummer: CM0022673



Einführung

MED7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches und murines MED7. MED7 ist eine Untereinheit des Mediatorkomplexes, die für die Transkription durch RNA-Polymerase II entscheidend ist, was ihn ideal für Studien zur Transkriptionsregulation macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MED7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9443
GenID	9443
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-233 von menschlichem MED7 (NP_004261.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43513
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel