

Anti-Mef2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02078

Artikelnummer: CM0017159



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MEF2A. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Muskelentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEF2A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4205
Gen-ID	4205
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MEF2A (NP_001124400.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02078
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku