

Anti-Mef2C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

Artikelnummer: CM0016085

Einführung

MEF2C-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Muskelentwicklung, Neurobiologie und Transkriptionsregulation. SWISS: Q06413.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEF2C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4208
GeneID	4208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-380 des humanen MEF2C (NP_002388.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06413
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku