


## Anti-Mef2D Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc, Elisa - Q14814

Artikelnummer: CM0019142



### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes MEF2D (56 kDa), validiert für WB, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation bei der Muskel- und Neuronenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MEF2D Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | MEF2D                                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)   | 4209                                                                                                                        |
| GeneID            | 4209                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 431-521 des humanen MEF2D (NP_005911.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q14814                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 56 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |