


Anti-Megalin/Lrp2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Fc Und Elisa - P98164

Artikelnummer: CM0006333



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die C-terminale Region von menschlichem Megalin/LRP2. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, FC (intrazellulär) und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-LRP2 (~522 kDa), einen Multiligand-Endozytoserezeptor, der für die Nierenrückresorption, die neuronale Entwicklung und den Lipoproteinstoffwechsel essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Megalin/LRP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 4446-4655 von menschlichem Megalin/LRP2 (NP_004516.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98164
Proteingewicht	522kDa
Versand	Eisbeutel