

Anti-Meis1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00470

Artikelnummer: CM0020600



Einführung

Anti-MEIS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem MEIS1. Ideal für die Untersuchung von Hämatopoese, Transkriptionsregulation und Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEIS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEIS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4211
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-390 von humanem MEIS1 (NP_002389.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00470
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel