

Anti-Meis2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14770

Artikelnummer: CM0008105



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MEIS2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines MEIS2. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEIS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Spezies	Human
GeneID (human)	4212
GeneID	4212
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MEIS2 (O14770) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O14770
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche