

Anti-Meis2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14770

Artikelnummer: CM0026378



Einführung

MEIS2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsregulation und Entwicklungsbiologie. Rekombinantes Protein-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEIS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 351-470 von humanem MEIS2 (NP_733776.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14770
Proteingewicht	52kDa
Versand	Kühltasche