

Polyklonaler Anti-Meis3-Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q99687

Artikelnummer: CM0020173

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MEIS3, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung zur transkriptionellen Regulation, zum Überleben pankreatischer Betazellen und zur nukleären Lokalisation. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MEIS3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRG2; MEIS3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56917
Gen-ID	56917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 325-375 des humanen MEIS3 (NP_001287988.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99687
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku