

Polyklonaler Anti-Mek1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0013680



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes MEK1 (MAP2K1) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für Untersuchungen des MAPK/ERK-Signalwegs und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5604
Gen-ID	5604
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MEK1 (NP_002746.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku