

Anti-Mek1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0003901



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MEK1 (MAP2K1), eine dual-spezifische MAP-Kinase-Kinase. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des MAPK/ERK-Signalwegs (UniProt: Q02750).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Spezies	Human
GeneID (human)	5604
GeneID	5604
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MEK1 (Q02750) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche