

Anti-Mek1 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0003100



Einführung

Anti-MEK1 monoklonaler Kaninchen-Antikörper für WB, IP, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekül ist MAP2K1/MEK1 (Q02750), eine Schlüsselkinase des MAPK/ERK-Signalwegs. Ideal für die Krebs- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5604
GeneID	5604
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des menschlichen MEK1 (Q02750) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel