

Anti-Mek1/Mek2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02750/P36507

Artikelnummer: CM0009922



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane MEK1/MEK2-Kinasen. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Essentielles Werkzeug für die MAPK/ERK-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK1/MEK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5604/5605
Gen-ID	5604/5605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-360 von humanem MEK1/MEK2 (Q02750) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02750/P36507
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel