

Monoklonaler Anti-Mek1/Mek2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750 / P36507

Artikelnummer: CM0007259



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen MEK1/MEK2 und wurde für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert. Er reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte und eignet sich ideal zur Untersuchung des MAPK/ERK-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	MEK1/MEK2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5604/5605
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 170-270 des menschlichen MEK1/MEK2 (NP_002746.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750 / P36507
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku