

Polyklonaler Anti-Mek2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36507

Artikelnummer: CM0013281



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler-Antikörper gegen humanes MEK2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt MEK2 in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der MAPK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MEK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5605
GeneID	5605
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MEK2 (NP_109587.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36507
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku