

Anti-Mek2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb Und Elisa - P36507

Artikelnummer: CM0002154



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches MEK2 (MAP2K2), KO validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 44 kDa. Ideal für die Erforschung der MAPK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MEK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [KO/KD validiert] MEK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5605
Gen-ID	5605
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MEK2 entspricht (P36507)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P36507
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eiskühlung