

Anti-Mek3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P46734

Artikelnummer: CM0008547

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MEK3 (MKK3, MAPKK3). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von MAPK p38-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5606
GenID	5606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 150-347 von humanem MEK3 (P46734) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46734
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel