

Monoklonaler Anti-Mek5-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13163

Artikelnummer: CM0002581



Einführung

Monoklonaler Anti-MEK5-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die MAP2K5-Kinase ab, die an der MAPK-Signaltransduktion, Apoptose und Herzentwicklung beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEK5
Spezies	Mensch
Gen-ID	5607
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem MEK5 (Q13163) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13163
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel