

Anti-Mek5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13163

Artikelnummer: CM0024843



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MEK5 (MAP2K5) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu MAPK-Signalgebung, Apoptose und kardialer Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
Spezies	Human
GenID (Human)	5607
GenID	5607
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von humanem MEK5 (NP_660143.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13163
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel