

Anti-Mek6 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Artikelnummer: CM0030981



Einführung

MEK6 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen gegen stressaktivierte MAPKK6; ideal für die Erforschung von Zytokin- und Stresssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5608
GenID	5608
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-334 von menschlichem MEK6 (NP_002749.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52564
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel