


Anti-Mek7 (Map2K7) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14733

Artikelnummer: CM0002025



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-MEK7-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt ein Band bei ca. 47 kDa. Essentiell für JNK-Signalweg, stressinduzierte Apoptose. O14733.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] MEK7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Spezies	Human
GeneID (Human)	5609
GeneID	5609
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 320-419 von humanem MEK7 (O14733) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14733
Protein-Gewicht	47 kDa
Versand	Eistüte