


Anti-Mek7-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - O14733

Artikelnummer: CM0020674



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MEK7 (MKK7, JNKK2). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des stressaktivierten JNK-MAP-Kinase-Signalwegs und der Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MEK7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5609
GeneID	5609
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-250 des humanen MEK7 entspricht (NP_660186.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14733
Proteinmolekulargewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku