


Anti-Mekk2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

Artikelnummer: CM0002666



Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MEKK2 (MAP3K2), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Essenzielles Werkzeug für die MAP-Kinase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEKK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEKK2; MEKK2B
Spezies	Human
GeneID (human)	10746
GeneID	10746
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2U5
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel