

Anti-Mekk3 (Map3K3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99759

Artikelnummer: CM0019547



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MEKK3 (MAP3K3) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert in menschlichen, murinen und Rattenproben; geeignet für die Untersuchung der MAPK-Signalübertragung und der Aktivierung von Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEKK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEKK3; MAPKKK3
Spezies	Mensch
Gen-ID	4215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem MEKK3 (NP_976226.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99759
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel