

Anti-Mekk3 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q99759

Artikelnummer: CM0012719



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MEKK3 (MAP3K3), validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch und Maus, Proteinmasse 71 kDa. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEKK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEKK3; MAPKKK3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4215
Gen-ID	4215
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MEKK3 (Q99759) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99759
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel