

Anti-Melan-A/Mart-1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16655

Artikelnummer: CM0024868



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Melan-A/MART-1, ein Melanosome-Biogenese-Protein. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Melanom- und Melanozytenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Melan-A/MART-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Spezies	Human
GeneID (human)	2315
GeneID	2315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 48-118 von humanem Melan-A/MART-1 (NP_005502.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16655
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühltasche