

Anti-Melan-A/Mart-1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Artikelnummer: CM0007214



Einführung

Melan-A/MART-1 Kaninchen-mAb (Q16655), validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Spezifisch für humanes Melanom-Antigen, 13 kDa. Ideal für die Melanozyten- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Melan-A/MART-1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Spezies	Human
GeneID (human)	2315
GeneID	2315
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 11-110 des humanen MLANA (NP_005502.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16655
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku