


Anti-Melk Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14680

Artikelnummer: CM0013597



Einführung

Anti-MELK Kaninchen-poliklonaler Antikörper für Western Blot- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die maternale embryonale Leucin-Zipper-Kinase ab, die an Zellzyklus und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MELK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HPK38; MELK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9833
GenID	9833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 412-651 des menschlichen MELK (NP_055606.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14680
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel