


Anti-Memo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y316

Artikelnummer: CM0030717



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MEMO1 für WB, IHC-P und ELISA gerichtet ist. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der ERBB2-getriebenen Zellmotilität und der Migration von Brustkrebszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51072
GenID	51072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-297 von humanem MEMO1 (NP_057039.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y316
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel