


Anti-Menin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000255

Artikelnummer: CM0013063



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Menin gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Menin ist ein Schlüssel-Transkriptionsregulator und Bestandteil des MLL/SET1-Histonmethyltransferase-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEAI; SCG2; Menin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4221
GenID	4221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 266-615 von menschlichem Menin (NP_000235.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00255
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel