

Anti-Mep1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16819

Artikelnummer: CM0030326



Einführung

Der MEP1A-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die Alpha-Untereinheit des humanen Meprin A. Er wurde für WB und ELISA validiert und detektiert MEP1A in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Metalloproteinasen und die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEP1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPHA; MEP1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4224
Gen-ID	4224
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 440-700 von humanem MEP1A (NP_005579.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16819
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel