

Anti-Mepe Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nq76

Artikelnummer: CM0026482

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches MEPE, geeignet für WB und ELISA. Erkennt MEPE in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Knochenmineralisierung und Zahnpulpa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEPE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OF45; MEPE
Art	Mensch
GenID (Mensch)	56955
GenID	56955
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-256 von menschlichem MEPE (NP_064588.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ76
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel