

Anti-Mers-Cov Nukleoprotein Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - K9N4V7

Artikelnummer: CM0019859



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MERS-CoV Nukleoprotein (N-Protein), validiert für WB und ELISA. Ziel ist das Nukleokapsid-Protein, das für die Verpackung und Replikation viraler RNA essenziell ist. Geeignet für die Coronavirus-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MERS-CoV Nukleoprotein Kaninchen-pAb
GeneID	14254601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-413 des Coronavirus-Nukleoproteins enthält (YP_009047211.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel