


Anti-Mers-Cov Spike Rbd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

Artikelnummer: CM0024482



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MERS-CoV Spike RBD (YP_009047204.1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit MERS-CoV. Geeignet für Viruseintritts- und Spike-Protein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MERS-CoV Spike RBD Kaninchen pAb
Spezies	Coronavirus
GeneID	14254594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-725 des Coronavirus Spike RBD (YP_009047204.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Protein-Gewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel