


## Anti-Mertk Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q12866

Artikelnummer: CM0002925



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MERTK, validiert in WB und ELISA. Ziel ist die Rezeptor-Tyrosinkinase Mer, die für die Efferozytose von Makrophagen und die Gesundheit der Netzhaut essenziell ist. SWISS: Q12866.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MERTK Kaninchen-mAb                                                                                               |
| Anmerkungen/Alias | MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 10461                                                                                                             |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MERTK (Q12866) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonaler Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                             |
| SWISS             | Q12866                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 110 kDa                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                         |